

## Steunzolen

### Orthopedie Techniek Noord Nederland (OTNN)

Kosten steunzolen	EUR 150.-
Kinderen tot 12 jaar	EUR 130.-

### Garanties

Uw steunzolen zijn vakkundig vervaardigd volgens de laatste richtlijnen voor orthopedische steunzolen. Het is logisch dat wij op een dergelijk kwaliteitsproduct goede garanties verstrekken. In het kort zijn deze als volgt:

- \* 6 maanden op pasvorm bij gelijkblijvende situatie;
- \* 6 maanden op materiaal en technische kwaliteit bij normaal gebruik.

### Controle

Nazorg is erg belangrijk. Laat daarom uw steunzolen controleren. Wij bekijken de pasvorm, de stand en het slijten van uw schoenen, zodat we u kunnen adviseren over de noodzakelijke aanpassingen.

### Transpiratie

Het dragen van hoog gesloten schoenen, kan transpiratie verergeren.

Enkele maatregelen om dit te verminderen zijn:

- \* Wissel regelmatig van schoenen;
- \* Gebruik eventueel antitranspiratie crème.
- \* Uw voeten in koud water spoelen helpt ook vaak;
- \* Draag elke dag een ander paar katoenen of wollen sokken of kousen;

**Mocht dit niet helpen, raadpleeg dan uw huisarts of dermatoloog.**

### Drogen

Laat uw steunzolen nooit op of bij een warmtebron drogen, maar op een luchtige plaats.

### Aan- en uittrekken van schoenen bij gebruik van steunzolen.

Maak de veters, het klittenband en/of de ritssluiting geheel los en gebruik een schoenlepel. Bij moeilijk uit te trekken schoenen of laarzen is een zogenaamde 'laarzenknecht' erg handig.

### Reparaties

Wij adviseren u, ook in verband met garantie, de reparaties door ons te laten uitvoeren. Normale gebruiksslijtage en slijtage als gevolg van onzorgvuldig gebruik zijn voor eigen rekening en vallen niet onder enige garantie.

### Factuur

De factuur kunt u samen met de verwijfsbrief(voorschrift arts), indienen bij uw zorgverzekeraar. De vergoeding is afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.



### Onze openingstijden

Maandag	09:00 uur - 17:00 uur
Dinsdag	09:00 uur - 17:00 uur
Woensdag	09:00 uur - 17:00 uur
Donderdag	09:00 uur - 21:00 uur
Vrijdag	09:00 uur - 15:00 uur

### Over OTNN

- kwaliteit
- service
- persoonlijk

Orthopedie Techniek Noord Nederland is een zelfstandige orthopedisch Instrumentmakerij met vakkundige medewerkers. Met ruim 25 jaar ervaring in het ambacht van orthopedisch technicus beogen wij de volle tevredenheid van de klant over zowel hulpmiddel als service. De cliënt staat dus centraal. Dat is voor u een prettig idee.

Onze medewerkers vormen een gespecialiseerd, enthousiast en hecht team. Zij hebben zich als doel gesteld: een perfect en persoonlijk product af te leveren.

### Branchegenoten

Wij werken samen met een aantal goede branchegenoten om u als klant een zo goed mogelijk product te leveren. Door goed overleg met deze partners kunnen we altijd rekenen op de beste kwaliteit.

Voor u als cliënt betekent dat natuurlijk zorgeloos vertrouwen op een deugdzaam en kwalitatief goed product welke is voortgekomen uit onderzoek en veel praktijkervaring.

## Steunzolen

Waar op gelet dient te worden bij het kopen van schoenen die geschikt zijn voor Steunzolen.

(De hoofdletters voor onderstaande tekst corresponderen met de tekening eronder).

A. Schoenen met vetersluiting hebben over het algemeen een betere pasvorm. Ze geven een betere omsluiting om de voet, met name op de wreef en aan de zijkant van de voet.

B. Een schoen met een brede en niet te hoge hak geeft de meeste steun.

C. Het is belangrijk dat de schoen een goede hielversteving heeft (contrefort). Deze zorgt er voor dat de voet niet van de steunzool glijdt.

D. Wanneer er een los confectievoetbed of losse steun in de schoen zit, dan moet dit uit de schoen verwijderd worden. Zo komt er ruimte voor de steunzool. Ook dient er op gelet te worden dat de schoen voldoende diep is. Dat controleert men door de schoen mét steunzool te passen.

E. De schoen moet een goede cambreur (brugsteun) hebben, zodat hij tussen zool en hak niet doorzakt.

F. Nieuwe schoenen moeten goed passen in lengte en breedte. Het is belangrijk dat er genoeg teenruimte is. De schoen dient ongeveer 10 mm langer te zijn dan de langste teen. Schoenen mogen nooit te groot worden gekocht.

G. Bij hamertenen of een Hallux Valgus ( knobbel langs de binnenkant van de grote teen) moet er op gelet worden dat er geen dikke naden of sierstiksels op de gevoelige plekken drukken.



**SEM H** erkend leverancier

### Onze openingstijden

Maandag	09:00 uur - 17:00 uur
Dinsdag	09:00 uur - 17:00 uur
Woensdag	09:00 uur - 17:00 uur
Donderdag	09:00 uur - 21:00 uur
Vrijdag	09:00 uur - 15:00 uur

### Over OTNN

- kwaliteit
- service
- persoonlijk

Orthopedie Techniek Noord Nederland is een zelfstandige orthopedisch Instrument-makerij met vakkundige medewerkers. Met ruim 25 jaar ervaring in het ambacht van orthopedisch technicus beogen wij de volle tevredenheid van de klant over zowel hulpmiddel als service. De cliënt staat dus centraal. Dat is voor u een prettig idee.

Onze medewerkers vormen een gespecialiseerd, enthousiast en hecht team. Zij hebben zich als doel gesteld: een perfect en persoonlijk product af te leveren.

### Branchegenoten

Wij werken samen met een aantal goede branchegenoten om u als klant een zo goed mogelijk product te leveren. Door goed overleg met deze partners kunnen we altijd rekenen op de beste kwaliteit.

Voor u als cliënt betekent dat natuurlijk zorgeloos vertrouwen op een deugzaam en kwalitatief goed product welke is voortgekomen uit onderzoek en veel praktijkervaring.